

Guia de drenagem Ascites



PleurX™

Nome do doente

Procedimento

Data:

Hospital:

Outras informações:

Médico assistente

Nome:

Contacto:

Enfermagem

Nome:

Contacto:

A drenagem com PleurX

Só deverá utilizar o kit de drenagem PleurX após formação dada pela equipa médica ou de enfermagem que lhe presta assistência. Para qualquer esclarecimento, ponha-se em contacto com eles.

Leia cuidadosamente todo o conteúdo deste guia.

Catéter PleurX

O catéter PleurX está indicado para drenagem de líquido do abdómen. O catéter PleurX possibilita a realização da drenagem pelo paciente em sua casa. O catéter tem uma parte que deve ser introduzida no corpo do paciente, com vários orifícios que permitem a entrada de líquido, e outra parte que ficará fora do corpo do paciente e possibilita a drenagem no seu extremo externo. Nessa zona do catéter tem de haver uma válvula de segurança que evita a perda de líquido drenado e a entrada de ar.

Perguntas Frequentes

P. Com que frequência devo drenar líquido do meu abdómen?

R. A drenagem deve ser feita diariamente ou de 2 em 2 dias, sob orientação médica. Consulte o seu médico assistente antes de qualquer alteração na frequência da drenagem.

P. Que devo fazer se depois da drenagem sentir dificuldades em respirar ou outro mal estar?

R. Entre em contacto com o seu médico assistente.

P. Quando devo retirar o catéter

R. Quando ao fim de 3 drenagens não sejam drenados mais que 50ml de líquido em cada. Nesse caso, deve consultar o seu médico assistente, o catéter só deve ser retirado ou mudado com ordem clínica (ver questão seguinte).

P. O que significa a diminuição de líquido drenado?

R. Se o volume de líquido drenado diminuir de forma significativa, ou se deixar de haver fluxo por completo, é possível que o catéter ou o tubo de drenagem estejam obstruídos. Nesse caso, aperte suavemente o catéter e o tubo de drenagem, se não se verificar qualquer fluxo de líquido, siga as instruções para substituir o saco colector por um novo. Se, mesmo assim, a drenagem não começar, contacte o seu médico assistente. Caso a drenagem se verifique, mas o volume de líquido drenado tenha diminuído substancialmente, é possível que já não sejam necessárias mais drenagens e que o catéter possa ser retirado. (ver questão acima)

P. Quanto tempo devo permanecer com o catéter introduzido no meu corpo?

R. O catéter deve permanecer introduzido enquanto houver líquido para drenar. O tempo varia de paciente para paciente. O catéter PleurX pode permanecer introduzido e ser utilizado para realizar drenagens durante o tempo necessário.

Recomendações preparadas de acordo com as instruções de uso do produto, estudos publicados e sugestões de profissionais sanitários Para mais informações, consulte as instruções do uso do dispositivo fornecido em cada caixa.

P. Que significa a alteração de cor no líquido drenado?

R. Contacte o seu médico assistente

P. Posso tomar duche ou lavar-me tendo o catéter introduzido?

R. É aconselhável que apenas tome duche, nunca banhos de imersão, e sempre e só quando tenha colocado o penso auto-adesivo bem fixo à pele. Certifique-se de que as compressas e o catéter estão totalmente cobertos pelo penso. Caso molhe as compressas, substitua todo o penso de imediato.

P. Que pode acontecer se o catéter for retirado acidentalmente?

R. É pouco provável que tal aconteça, no entanto, se tal suceder, ou se a manga de poliéster ficar exposta, cubra a zona de saída com um penso novo e contacte o seu médico assistente.

P. Como sei se o catéter ficou infectado?

R. Caso sinta dor ou calor, caso note vermelhidão, endurecimento, edema ou líquido na zona de saída do catéter, ou caso tenha febre, é possível que o catéter esteja infectado. Pode ocorrer algum mal estar ou endurecimento após a colocação do catéter, mas não devem persistir por muito tempo.